



Procedimiento Encendido Cañón de Iones

Procedimiento encendido
Cañón de Iones

1 Cerrar la bomba iónica

2 Comprobar la presión en la cámara de medida, sea del orden 5E-8 mbar

3 Encender la fuente de alimentación (esperar a estabilización del filamento), y de la presión en la cámara

4 Presionar el botón Modify, y seleccionar la energía

5 Presionar el botón Operate

Abrir la válvula de fugas (Presión en la cámara alrededor de 1E-5mbar, un orden por debajo de la cámara de ionización), ajustar para tener corriente entre 5 y 20 micro Amperios.
 5 (Ver gráfica "specification")